

# GUANTI LATTICE STERILI



Cod. 10.1950.00

GUANTI CHIRURGICI LATTICE STERILI DOC IMBUSTATI A PAIA MIS. 6,5 DISPENSER 50 PAIA

## Descrizione

Guanti chirurgici in puro lattice di gomma naturale. Finemente talcati con amido di mais conforme alle norme USP. La forma anatomica assicura massima confortevolezza.

### Caratteristiche:

- Lunghezza di 300 mm.
- Dispositivo medico di classe II A. AQL<1,5
- Sterilizzati con ETO.
- Imbustati a paia.

Confezionati a paia in scatole dispenser.

## Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	50 paia
Misura	6,5

## Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1950.00	GUANTI LATTICE STERILI	6,5
10.1955.00	GUANTI LATTICE STERILI	7

---

10.1960.00	GUANTI LATTICE STERILI	7,5
10.1965.00	GUANTI LATTICE STERILI	8
10.1970.00	GUANTI LATTICE STERILI	8,5

---