

GUANTI LATTICE STERILI



Cod. 10.1960.00

GUANTI CHIRURGICI LATTICE STERILI DOC IMBUSTATI A PAIA MIS. 7,5
DISPENSER 50 PAIA

Descrizione

Guanti chirurgici in puro lattice di gomma naturale. Finemente talcati con amido di mais conforme alle norme USP. La forma anatomica assicura massima confortevolezza.

Lunghezza 300mm.

Dispositivo medico di classe II A. AQL<1,5

Sterilizzati con ETO. Imbustati a paia.

Scatole dispenser da 50 paia.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	50 paia
Misura	7,5

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1950.00	GUANTI LATTICE STERILI	6,5
10.1955.00	GUANTI LATTICE STERILI	7

10.1960.00	GUANTI LATTICE STERILI	7,5
10.1965.00	GUANTI LATTICE STERILI	8
10.1970.00	GUANTI LATTICE STERILI	8,5