

GUANTI

Cod. 10.2170.00

Paio di guanti in gomma (lattice naturale) misura L



Descrizione

Caratteristiche:

- Guanti a 5 dita in lattice naturale
- rivestimento interno cotone floccato
- esterno antiscivolo.
- Resistenti all'abrasione e perforazione; elevata resistenza chimica.
- Lunghezza di 31 cm, colore giallo, spessore di 0,4 mm.

Dati Tecnici

Misura	L
--------	---

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.2150.00	GUANTI	S
10.2160.00	GUANTI	M
10.2170.00	GUANTI	L