

GUANTI

Cod. 10.2200.00

Paio di guanti in neoprene misura S



Descrizione

Guanti a 5 dita in neoprene, rivestimento interno cotone floccato, esterno antiscivolo. Impermeabilità ai liquidi, trattamento esterno al silicone. Proteggono da prodotti chimici e microorganismi. Resistenti ai grassi, alcali e acidi.

Lunghezza di 30 cm. Colore nero, spessore di 0,75 mm.

Dati Tecnici

Misura S

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.2200.00	GUANTI	S
10.2210.00	GUANTI	M
10.2220.00	GUANTI	L