

# GUANTI

Cod. 10.2220.00

Paio di guanti in neoprene misura L



## Descrizione

Guanti 5 dita in neoprene, rivestimento interno cotone floccato, esterno antiscivolo. Impermeabilità ai liquidi, trattamento esterno al silicone. Proteggono da prodotti chimici e microorganismi. Resistenti ai grassi, alcali, acidi e solventi vari.

Lunghezza cm 30. Colore nero, spessore 0,75 mm.

## Dati Tecnici

Misura L

## Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.2200.00	GUANTI	S
10.2210.00	GUANTI	M
10.2220.00	GUANTI	L