

GUANTI

Cod. 10.2260.00

Paio di guanti in nitrile misura M



Descrizione

Caratteristiche:

- Guanti in nitrile a 5 dita
- con rivestimento interno in cotone floccato, esterno antiscivolo.
- Protezione da agenti chimici e microorganismi.
- Resistenti ai solventi organici e olii minerali, al taglio e foratura.
- Ad alta elasticità garantiscono una ottima sensibilità al tatto. Ideali per usi industriali.
- Lunghezza di 30 cm, colore verde o azzurro, spessore di 0,38 mm.
- Vendita al paio.

Dati Tecnici

Misura	M
--------	---

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.2250.00	GUANTI	S
10.2260.00	GUANTI	M
10.2270.00	GUANTI	L

