

# GUANTI PER CRIOGENIA S WP

Cod. 10.2405.00

GUANTI PER CRIOGENIA S WP



## Descrizione

Guanti a 5 dita per protezione criogenica per applicazioni ultrafredde fino a -196°C (-320°F)

I materiali all'avanguardia e la struttura multistrato garantiscono il massimo livello di protezione termica, flessibilità e destrezza, caratteristiche essenziali quando la funzionalità è importante e la sicurezza è fondamentale

La fodera interna termica ad alte prestazioni allontana l'umidità dalle mani, mantenendo il comfort per periodi prolungati

Sicurezza certificata per soddisfare gli standard UE CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN 420

Applicazioni: movimentazione di ghiaccio secco, congelatori a bassa e bassissima temperatura, sistemi criogenici chiusi

Serie WP: impermeabili all'acqua.

Disponibili con manicotto standard da 35 cm o lungo da 50 cm.

## Dati Tecnici

Lunghezza manicotto (cm)	35
Misura	S

## Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza manicotto (cm)	Misura
10.2405.00	GUANTI PER CRIOGENIA S WP	35	S
10.2415.00	GUANTI PER CRIOGENIA M WP	35	M

---

10.2425.00	GUANTI PER CRIOGENIA L WP	35	L
10.2435.00	GUANTI PER CRIOGENIA XL WP	35	XL
10.2480.00	GUANTI PER CRIOGENIA XL WP LUNGHI	50	XL
10.2470.00	GUANTI PER CRIOGENIA L WP LUNGHI	50	L
10.2460.00	GUANTI PER CRIOGENIA M WP LUNGHI	50	M
10.2450.00	GUANTI PER CRIOGENIA S WP LUNGHI	50	S

---