

GUANTI PER CRIOGENIA M WP

Cod. 10.2415.00

GUANTI PER CRIOGENIA M WP



Descrizione

Guanti a 5 dita per protezione criogenica per applicazioni ultrafredde fino a -196°C (-320°F)
I materiali all'avanguardia e la struttura multistrato garantiscono il massimo livello di protezione termica, flessibilità e destrezza, caratteristiche essenziali quando la funzionalità è importante e la sicurezza è fondamentale
La fodera interna termica ad alte prestazioni allontana l'umidità dalle mani, mantenendo il comfort per periodi prolungati
Sicurezza certificata per soddisfare gli standard UE CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN 420
Applicazioni: movimentazione di ghiaccio secco, congelatori a bassa e bassissima temperatura, sistemi criogenici chiusi
Serie WP: impermeabili all'acqua.

Dati Tecnici

Lunghezza manicotto (cm)	35
Misura	M

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza manicotto (cm)	Misura
10.2405.00	GUANTI PER CRIOGENIA S WP	35	S
10.2415.00	GUANTI PER CRIOGENIA M WP	35	M
10.2425.00	GUANTI PER CRIOGENIA L WP	35	L
10.2435.00	GUANTI PER CRIOGENIA XL WP	35	XL

10.2480.00	GUANTI PER CRIOGENIA XL WP 50	XL
10.2470.00	GUANTI PER CRIOGENIA L WP 50	L
10.2460.00	GUANTI PER CRIOGENIA M WP 50	M
10.2450.00	GUANTI PER CRIOGENIA S WP 50	S