

GUANTI PER CRIOGENIA XL LUNGHI

Cod. 10.2475.00

GUANTI PER CRIOGENIA XL LUNGHI



Descrizione

Guanti a 5 dita per protezione criogenica per applicazioni ultrafredde fino a -196°C (-320°F)
I materiali all'avanguardia e la struttura multistrato garantiscono il massimo livello di protezione termica, flessibilità e destrezza, caratteristiche essenziali quando la funzionalità è importante e la sicurezza è fondamentale
La fodera interna termica ad alte prestazioni allontana l'umidità dalle mani, mantenendo il comfort per periodi prolungati
Sicurezza certificata per soddisfare gli standard UE CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN 420
Applicazioni: movimentazione di ghiaccio secco, congelatori a bassa e bassissima temperatura, sistemi criogenici chiusi

Disponibili con manicotto standard da 35 cm o lungo da 50 cm.

Dati Tecnici

Lunghezza manicotto (cm)	50
Misura	XL

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza manicotto (cm)	Misura
10.2400.00	GUANTI PER CRIOGENIA S LUNGHI	35	S
10.2455.00	GUANTI PER CRIOGENIA M LUNGHI	50	M
10.2465.00	GUANTI PER CRIOGENIA L LUNGHI	50	L
10.2475.00	GUANTI PER CRIOGENIA XL LUNGHI	50	XL

10.2430.00	GUANTI PER CRIOGENIA XL	35	XL
10.2420.00	GUANTI PER CRIOGENIA L	35	L
10.2410.00	GUANTI PER CRIOGENIA M	35	M
10.2445.00	GUANTI PER CRIOGENIA S LUNGHI	50	S