

TACK18x46

Cod. 10.3120.44



Tappeti decontaminanti multistrato verdi dimensioni 45x115 cm confezione 150 pezzi

Descrizione

Ogni tappeto è composto da 30 fogli adesivi monouso ad alta adesività, numerati, trattati con battericida (isotiazolinone). Utilizzabili in reparti a rischio infettivo, in camere bianche dell'industria farmaceutica, all'ingresso di laboratori di analisi, reparti di produzione alimentare e cosmetici. Sono dotati di bande adesive sul retro che li mantengono fissi al pavimento, non richiedono cornici. Sono disponibili in tre misure.

Confezione in cartella dispenser da 5 tappeti

Confezione totale 150 pezzi

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)

1200/1150x450

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
10.3120.44	TACK18x46	1200/1150x450
10.3120.49	TAPPETI DECONTAMINANTI	1200/1150x600
10.3120.55	TAPPETI DECONTAMINANTI	1200/1150x900