

# TAPPETI DECONTAMINANTI

Cod. 10.3120.55

Tappeti decontaminanti multistrato verdi dimensioni 90x115 cm confezione 150 pezzi



## Descrizione

Ogni tappeto è composto da 30 fogli adesivi monouso ad alta adesività, numerati, trattati con battericida (isotiazolinone). Utilizzabili in reparti a rischio infettivo, in camere bianche dell' industria farmaceutica, all' ingresso di laboratori di analisi, reparti di produzione alimentare e cosmetici. Sono dotati di bande adesive sul retro che li mantengono fissi al pavimento, non richiedono cornici. Sono disponibili in tre misure.

Confezione in KARTELLA-DISPENSER da 5 tappeti - 30 fogli cad.

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)

1200/1150x900

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
10.3120.44	TACK18x46	1200/1150x450
10.3120.49	TAPPETI DECONTAMINANTI	1200/1150x600
10.3120.55	TAPPETI DECONTAMINANTI	1200/1150x900