

ROTOLI PIATTI

Cod. 22.7340.87

Rotolo piatto larghezza mm 50 confezione 1 rotolo



Descrizione

Caratteristiche:

- Rotoli per sterilizzazione a vapore, a gas o a secco (conformi agli standard internazionali DIN 58593 e EN 868).
- Realizzati in polietilene trasparente da una parte ed in carta dall' altra, con indicatore di sterilizzazione.
- Lunghezza 200 metri.

Dati Tecnici

Larghezza	50 mm
Confezione (pezzi)	1

Varianti

Codice	Prodotto	Larghezza
22.7340.87	ROTOLI PIATTI	50 mm
22.7341.87	ROTOLI PIATTI	100 mm
22.7342.87	ROTOLI PIATTI	200 mm
22.7343.87	ROTOLI PIATTI	300 mm