

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Cod. 10.2900.00

Cassetta pronto soccorso Art.102/m all. 1 base DM388 15.07.2003 (per 3 o pi dipendenti) in metallo con sfignomanometro



Descrizione

Armadietto in metallo, verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o piu lavoratori .

Contenuto:

- 1 copia del Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 5 paia di guanti sterili;
- 1 mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile da 500 ml, CE;
- 2 flaconi di disinfettante da 500 ml, IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- 10 buste con compressa di garza sterile da 10x10 cm;
- 2 buste con compressa di garza sterile da 18x40 cm;
- 2 teli sterili da 40x60 cm, DIN 13152-BR;
- 2 pinze sterili;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 astuccio di benda tubolare elastica;
- 2 confezioni di cerotti assortiti PLASTOSAN;
- 2 rochetti di cerotto adesivo da 5 m, altezza 2,5 cm;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi, da 14,5 cm, DIN 58279;
- 3 lacci emostatici;
- 2 "ice pack", ghiaccio istantaneo monouso;
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari minigrip;
- 1 termometro clinico digitale CE;
- 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
- 1 copia di istruzioni, multilingua, di pronto soccorso.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	300x140x460
Peso (kg)	7,50
