

DECAPANTE

Cod. 12.1340.95

Decontaminante per radioattivo confezione 5 litri



Descrizione

Particolare miscela di sostanze anioniche e non ioniche con elevatissimo potere tensioattivo. Possiede un efficacissimo potere decontaminante, decapante e detergente. Sostituisce vantaggiosamente la miscela solfocromica. Solubile in acqua ed in alcol, totalmente eliminabile mediante risciacquo.

Utilizzabile anche come detergente per radioattivi.

Dati Tecnici

Confezione

5 l