

SAFETY BOX

Cod. 06.0569.00

CONTENITORE PC SAFETY BOX



Descrizione

Contenitore completamente autoclavabile, in polycarbonato. È utilizzato per il trasporto di provette o contenitori feci-urine ove si renda necessaria una tenuta stagna. È dotato di guarnizione a tenuta in silicone e 4 chiusure laterali. Comprensivo di manico in acciaio inox per il trasporto e di una scheda con istruzioni di utilizzo approvate dal WHO. Con simbolo di rischio biologico serigrafato.

Dati Tecnici

Dimensione (LxPxH mm)

390x190x175

Accessori/Correlati

06.0570.00

570

Supporto per SAFETY Box Progettato per 10 contenitori urine fino a 200 ml e 3 contenitori feci da 30 ml.