



CONTENITORI AUTOCHIUDENTI JUSTRITE DA LABORATORIO 8 L

Cod. 10.3935.15

CONTENITORI AUTOCHIUDENTI JUSTRITE DA LABORATORIO 8L

Descrizione

Contenitori a chiusura automatica per la raccolta di corrosivi non infiammabili

Contenitori di sicurezza BOCCHI JUSTRITE da laboratorio, in polietilene a larga apertura, autochiudenti.

Costruiti in polietilene ad alta densità traslucido, sono stati progettati specificatamente per acidi e caustici. Di forma ovale o rotonda, sono marcati in litri e galloni (indicatori di livello a rilievo) per permettere misure accurate. Il coperchio a molla ne garantisce una chiusura perfetta e può essere fornito in acciaio cadmiato o in acciaio inossidabile, secondo l'impiego.

Dati Tecnici

Volume (l)	8
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	305x375

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)
10.3935.15	CONTENITORI AUTOCHIUDENTI JUSTRITE DA LABORATORIO 8 L	8	305x375
10.3935.26	CONTENITORI AUTOCHIUDENTI JUSTRITE DA LABORATORIO	19	305x508