

# CONTENITORI AUTOCHIUDENTI JUSTRITE DA LABORATORIO



Cod. 10.3935.26

CONTENITORI AUTOCHIUDENTI JUSTRITE DA LABORATORIO 19L

## Descrizione

Contenitori a chiusura automatica per la raccolta di corrosivi non infiammabili  
Contenitori di sicurezza BOCCHI JUSTRITE da laboratorio, in Polietilene a larga apertura, autochiudenti.  
Costruiti in polietilene ad alta densità translucido, sono stati progettati specificatamente per acidi e caustici. Di forma ovale o rotonda, sono marcati in litri e galloni (indicatori di livello a rilievo) per permettere misure accurate. Il coperchio a molla ne garantisce una chiusura perfetta e può essere fornito in acciaio cadmiato o in acciaio inossidabile, secondo l'impiego.

## Dati Tecnici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Volume (l)                  | 19      |
| Dimensioni (Ø corpo x H mm) | 305x508 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                                 | Volume (l) | Dimensioni (Ø corpo x H mm) |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 10.3935.15 | CONTENITORI AUTOCHIUDENTI<br>JUSTRITE DA LABORATORIO 8 L | 8          | 305x375                     |
| 10.3935.26 | CONTENITORI AUTOCHIUDENTI<br>JUSTRITE DA LABORATORIO     | 19         | 305x508                     |