

# BUSTE AUTOSALDANTI

Cod. 22.7345.87

Buste autosaldanti mm 90x250 confezione 200 pezzi



## Descrizione

Caratteristiche:

Buste con un lato in polietilene trasparente e l'altro in carta con indicatore di sterilizzazione.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	90x25
Confezione (pezzi)	200

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)
22.7345.87	BUSTE AUTOSALDANTI	90x25
22.7346.87	BUSTE AUTOSALDANTI	140x260
22.7347.87	BUSTE AUTOSALDANTI	190x330