

# BUSTE AUTOSALDANTI

Cod. 22.7347.87

Buste autosaldanti autosaldanti mm 190x330 confezione 200 pezzi



## Descrizione

Caratteristiche:

Buste con un lato in polietilene trasparente e l'altro in carta con indicatore di sterilizzazione.

## Dati Tecnici

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dimensioni (mm)    | 190x330 |
| Confezione (pezzi) | 200     |

## Varianti

| Codice     | Prodotto           | Dimensioni (mm) |
|------------|--------------------|-----------------|
| 22.7345.87 | BUSTE AUTOSALDANTI | 90x25           |
| 22.7346.87 | BUSTE AUTOSALDANTI | 140x260         |
| 22.7347.87 | BUSTE AUTOSALDANTI | 190x330         |