

BUSTE AUTOSALDANTI

Cod. 22.7347.87

Buste autosaldanti autosaldanti mm 190x330 confezione 200 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

Buste con un lato in polietilene trasparente e l'altro in carta con indicatore di sterilizzazione.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	190x330
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)
22.7345.87	BUSTE AUTOSALDANTI	90x25
22.7346.87	BUSTE AUTOSALDANTI	140x260
22.7347.87	BUSTE AUTOSALDANTI	190x330