

ASSORBITORI

Cod. 10.3960.00

Assorbitori universali confezione 16 cuscini



Descrizione

Questa linea di assorbitori universali rappresenta la soluzione ideale per il contenimento immediato e semplice di perdite pericolose. Offrono una capacità di assorbimento di 32 litri e consentono di assorbire una vasta gamma di liquidi.

I cuscini per l'assorbimento di liquidi chimici sono usati in aree in cui è richiesta una più elevata capacità rispetto a quella che si ottiene con fogli assorbenti.

Efficaci in spazi confinati, per pulire piccole perdite e strumenti per le pulizie.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	180x380
Confezione (pezzi)	16