

SCH 6 CAL

Cod. 22.2675.50

Contenitore Dewar ISOTHERM SCH modello 6 CAL



Descrizione

Contenitori in borosilicato con doppia parete argentata, sotto vuoto spinto. Gli involucri sono antimagnetici e inossidabili. Particolarmente indicati per lo stoccaggio ed il trasporto di azoto liquido e ghiaccio secco. Modelli con capacità fino a 5,3 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	0,08
Dimensioni esterne (ØxH mm)	90x75
Dimensioni interne (ØxH mm)	67x40

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2675.50	SCH 6 CAL	0,08	90x75	67x40
22.2676.50	SCH 9 CAL	0,16	110x90	77x50
22.2677.50	SCH 15 CAL	0,26	130x110	100x65
22.2678.50	SCH 18 CAL	0,4	138x115	110x70

22.2679.50	SCH 20 CAL	0,8	170x125	138x80
22.2680.50	SCH 30 CAL	1,6	215x145	170x110
22.2681.50	SCH 31 CAL	2,7	238x160	200x125
22.2682.50	SCH 33 CAL	5,3	292x195	250x150