

SCH 15 CAL

Cod. 22.2677.50

Contenitore Dewar ISOTHERM SCH modello 15 CAL



Descrizione

FORMA A COPPA, BASSA E LARGA

Rivestimento esterno in alluminio, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto. Particolarmente indicati per bagni refrigeranti e per il raffreddamento di piccoli campioni.

Dati Tecnici

Volume (l)	0,26
Dimensioni esterne (ØxH mm)	130x110
Dimensioni interne (ØxH mm)	100x65

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2675.50	SCH 6 CAL	0,08	90x75	67x40
22.2676.50	SCH 9 CAL	0,16	110x90	77x50
22.2677.50	SCH 15 CAL	0,26	130x110	100x65
22.2678.50	SCH 18 CAL	0,4	138x115	110x70
22.2679.50	SCH 20 CAL	0,8	170x125	138x80

22.2680.50	SCH 30 CAL	1,6	215x145	170x110
22.2681.50	SCH 31 CAL	2,7	238x160	200x125
22.2682.50	SCH 33 CAL	5,3	292x195	250x150