



BILANCIA

Cod. 11.1725.00

Bilancia pesapersone a colonna modello Seca 711 con altimetro

Descrizione

Bilancia meccanica a colonna con scala a livello degli occhi comprensiva di altimetro. Pedana bassa ed ampia con tappetino in gomma rigida anti-scivolo. Scala graduata serigrafata su entrambi i lati. La base in ghisa e la colonna di acciaio garantiscono una postazione stabile e sicura.

Dati Tecnici

Portata (kg)	220
Divisioni (kg)	0,1