

SFIGMOMANOMETRO

Cod. 11.1880.00

Sfigmomanometro aneroide palmare



Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con cassa in ABS antiurto. Quadrante di grandi dimensioni con ghiera in gomma di protezione. Monopalla di forma zigrinata con filtro anti polveere. Valvola con comodo pulsante. Bracciale calibrato.

Possibile rotazione del manometro: destrorsa o sinistrorsa.

Dati Tecnici

Scala di misura

0÷300 mm Hg
