

BISTURI MONOUSO STERILI

Cod. 11.2300.17

Bisturi monouso sterili figura 10 confezione 10 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Bisturi monouso sterili con lama in acciaio Carbon Steel.
- Ogni bisturi è confezionato singolo in due fogli di alluminio di spessore 0,08 mm saldati tra di loro, apribili a strappo.
- Sulla lama è presente un cappuccio in polietilene a bassa densità.
- Manico in ABS.
- Confezione da 10 pezzi.
- Sterilizzati con radiazioni gamma.

Dati Tecnici

Figura	10
--------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Figura
11.2300.17	BISTURI MONOUSO STERILI	10
11.2300.18	BISTURI MONOUSO STERILI	11
11.2300.19	BISTURI MONOUSO STERILI	12
11.2300.22	BISTURI MONOUSO STERILI	15
11.2300.27	BISTURI MONOUSO STERILI	20

11.2300.28	BISTURI MONOUSO STERILI	21
11.2300.29	BISTURI MONOUSO STERILI	22
11.2300.30	BISTURI MONOUSO STERILI	23
11.2300.31	BISTURI MONOUSO STERILI	24
11.2817.88	BISTURI MONOUSO STERILI	18