

# BISTURI MONOUSO STERILI

Cod. 11.2300.19

Bisturi monouso sterili figura 12 confezione 10 pezzi



## Descrizione

Caratteristiche:

- Bisturi monouso sterili con lama in acciaio Carbon Steel.
- Ogni bisturi è confezionato singolo in due fogli di alluminio di spessore 0,08 mm saldati tra di loro, apribili a strappo.
- Sulla lama è presente un cappuccio in polietilene a bassa densità.
- Manico in ABS.
- Confezione da 10 pezzi.
- Sterilizzati con radiazioni gamma.

## Dati Tecnici

Figura

12

## Varianti

| Codice     | Prodotto                | Figura |
|------------|-------------------------|--------|
| 11.2300.17 | BISTURI MONOUSO STERILI | 10     |
| 11.2300.18 | BISTURI MONOUSO STERILI | 11     |
| 11.2300.19 | BISTURI MONOUSO STERILI | 12     |
| 11.2300.22 | BISTURI MONOUSO STERILI | 15     |
| 11.2300.27 | BISTURI MONOUSO STERILI | 20     |

|            |                         |    |
|------------|-------------------------|----|
| 11.2300.28 | BISTURI MONOUSO STERILI | 21 |
| 11.2300.29 | BISTURI MONOUSO STERILI | 22 |
| 11.2300.30 | BISTURI MONOUSO STERILI | 23 |
| 11.2300.31 | BISTURI MONOUSO STERILI | 24 |
| 11.2817.88 | BISTURI MONOUSO STERILI | 18 |