

# SCH 31 CAL

Cod. 22.2681.50

Contenitore Dewar ISOTHERM SCH modello 31 CAL



## Descrizione

FORMA A COPPA, BASSA E LARGA

Rivestimento esterno in alluminio, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto. Particolarmente indicati per bagni refrigeranti e per il raffreddamento di piccoli campioni.

## Dati Tecnici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Volume (l)                  | 2,7     |
| Dimensioni esterne (ØxH mm) | 238x160 |
| Dimensioni interne (ØxH mm) | 200x125 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto   | Volume (l) | Dimensioni esterne (ØxH mm) | Dimensioni interne (ØxH mm) |
|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 22.2675.50 | SCH 6 CAL  | 0,08       | 90x75                       | 67x40                       |
| 22.2676.50 | SCH 9 CAL  | 0,16       | 110x90                      | 77x50                       |
| 22.2677.50 | SCH 15 CAL | 0,26       | 130x110                     | 100x65                      |
| 22.2678.50 | SCH 18 CAL | 0,4        | 138x115                     | 110x70                      |
| 22.2679.50 | SCH 20 CAL | 0,8        | 170x125                     | 138x80                      |

|            |            |     |         |         |
|------------|------------|-----|---------|---------|
| 22.2680.50 | SCH 30 CAL | 1,6 | 215x145 | 170x110 |
| 22.2681.50 | SCH 31 CAL | 2,7 | 238x160 | 200x125 |
| 22.2682.50 | SCH 33 CAL | 5,3 | 292x195 | 250x150 |