

OFTALMOSCOPIO

Cod. 11.1810.00

Oftalmoscopio modello mini 3000



Descrizione

Oftalmoscopio compatto in formato tascabile, con diaframma con stellina di fissazione. Ideale per visite domiciliari.

Adotta il manico con batterie del sistema mini 3000.

Caratteristiche:

- Ottiche di qualità in formato mini.
- Tecnologia alogena XHL Xenon.
- Luce bianca e concentrata per una perfetta illuminazione e una immagine brillante.
- 5 diaframmi.

Dati Tecnici