

OTOSCOPIO MINI 3000

Cod. 11.1840.00

Otoscopio modello mini 3000



Descrizione

Otoscopio tascabile compatto con illuminazione diretta dal design unico e compatto. Adotta il manico a batterie del sistema mini 3000.

Caratteristiche:

- Internamente lo strumento opacizzato-nero per eliminare i riflessi.
- Tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa rispetto alle lampadine tradizionali. Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente. Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
- Clip con interruttore integrato acceso / spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Dati Tecnici