

DISINFETTANTE PER AMBIENTI

Cod. 10.1450.00

Disinfettante liquido per ambienti, apparecchiature, banchi e contenitori flacone
1 litro

SANIQAT

COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto) Benzalconio Cloruro g 4,5; tensioattivi; coformulanti; eccipienti ed acqua
depurata q.b. a 100. CONFEZIONE Flaconi: Il 1 pz.12 codice PF08810 Tanica: Il 5 pz.2 codice PF08814 Il 10 pz.2
codice PF08809 PMC REG. MIN. SAL. N° 10429

Descrizione

Soluzione acquosa di benzalconio cloruro per la disinfezione di superfici negli ospedali, nelle cliniche e nelle comunità. Presidio Medico
Chirurgico Registrazione N. 6115 del Ministero della Salute.
Deve essere utilizzato diluito.

Composizione: benzalconio cloruro 2,00 g, eccipienti q.b. a 100 g.
Confezioni da 1 litro.

Dati Tecnici