

DISINFETTANTE

Cod. 10.1460.00



Disinfettante concentrato per ambienti, apparecchiature, banchi e contenitori
flacone da 5 litri

Descrizione

Disinfettante concentrato che può essere utilizzato per la disinfezione-detersione di superfici ed in particolare di: pavimenti, piastrelle, impianti igienici, lavabi di comunità, case di riposo, ospedali, scuole, uffici, industrie, officine, alberghi, ristoranti, impianti sportivi, studi medici, centri analisi, ecc.

Deve essere diluito in acqua.

Composizione: alchilbenzildimetilammonio cloruro 1,8 g, alcool isopropilico 4 g, tensioattivi non ionici, acqua deionizzata e profumo q.b. a 100 g.

Confezione: flacone da 5 litri.

Dati Tecnici