

GARZA IN COMPRESSE STERILI

Cod. 11.2900.25

Garza in compresse puro cotone 18X40cm confezione 50 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- puro cotone 100%
- titolo 12/8s
- sterile

Dati Tecnici

Misura	18x40 cm
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
11.2900.25	GARZA IN COMPRESSE STERILI	18x40 cm
11.2900.40	GARZA IN COMPRESSE STERILI	36x40 cm