

SIRINGHE MONOUSO

Cod. 11.3500.33

Siringhe monouso con ago Tuberculina 1 ml div. 1/100 cono centrale
confezione 100 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Monouso in plastica
- con ago
- Sterili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1 (per tuberculina)
Cono	centrale
Ago	G 26

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono	Ago
11.3500.33	SIRINGHE MONOUSO	1 (per tuberculina)	centrale	G 26
11.3500.08	SIRINGHE MONOUSO	2,5	centrale	G 22
11.3500.11	SIRINGHE MONOUSO	5	centrale	G 21
11.3500.10	SIRINGHE MONOUSO	5	centrale	G 22
11.3500.17	SIRINGHE MONOUSO	10	centrale	G 22

11.3510.17	SIRINGHE MONOUSO	10	eccentrico	G 21
11.3510.27	SIRINGHE MONOUSO	20	eccentrico	G 21