

SIRINGHE MONOUSO

Cod. 11.3500.10

Siringhe monouso con ago ml 5 cono centrale confezione 100 pezzi ago G22



Descrizione

Caratteristiche:

- Monouso in plastica
- con ago
- Sterili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	5
Cono	centrale
Ago	G 22

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Ago
11.3500.05	SIRINGHE MONOUSO	1 (per insulina)	G 26
11.3500.10	SIRINGHE MONOUSO	5	G 22