

30 CAL

Cod. 22.2660.50

Contenitore Dewar ISOTHERM C grande capacità modello 30 CAL



Descrizione

- Forma cilindrica con apertura larga.
- Versione CAL: con rivestimento in alluminio doppia parete argentata.
- Rivestimento esterno in metallo, verniciato in blu.
- Dotati di manici o staffe di trasporto e coperchio.
- Particolarmente indicati per la conservazione del ghiaccio secco.
- Modelli con capacità fino a 40 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	7
Dimensioni esterne (ØxH mm)	250x385
Dimensioni interne (ØxH mm)	200x275

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2660.50	30 CAL	7	250x385	200x275
22.2662.50	31 CAL	10	250x475	250x350
22.2664.50	32 CAL	14	250x610	200x500

22.2666.50	33 CAL	21	300x615	250x480
22.2668.50	34 CAL	28	300x750	250x620