

SIRINGHE MONOUSO

Cod. 11.3530.27

Siringhe monouso senza ago 20 ml cono Luer eccentrico confezione 100 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Monouso in plastica
- senza ago
- Sterili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	20
Cono	Luer, eccentrico
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono	Confezione (pezzi)
11.3520.05	SIRINGHE MONOUSO	1	centrale	100
11.3520.08	SIRINGHE MONOUSO	2,5	centrale	100
11.3520.11	SIRINGHE MONOUSO	5	centrale	100
11.3520.17	SIRINGHE MONOUSO	10	Luer	100
11.3520.33	SIRINGHE MONOUSO	30	Luer lock	50

11.3525.45	SIRINGHE MONOUSO	50	Luer lock	50
11.3525.33	SIRINGHE MONOUSO	60	catetere	50
11.3530.17	SIRINGHE MONOUSO	10	Luer, eccentrico	100
11.3530.27	SIRINGHE MONOUSO	20	Luer, eccentrico	100
11.3530.38	SIRINGHE MONOUSO	30	Luer, eccentrico	50
11.3530.45	SIRINGHE MONOUSO	50	Luer, eccentrico	50