

32 C

Cod. 22.2663.50

Contenitore Dewar ISOTHERM C grande capacità modello 32 C



Descrizione

- Forma cilindrica con apertura larga.
- Rivestimento esterno in metallo, verniciato in blu.
- Dotati di manici o staffe di trasporto e coperchio.
- Particolarmente indicati per la conservazione del ghiaccio secco.
- Modelli con capacità fino a 40 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	14
Dimensioni esterne (ØxH mm)	250x610
Dimensioni interne (ØxH mm)	200x500

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2659.50	30 C	7	250x385	200x275
22.2661.50	31 C	10	250x475	200x350
22.2663.50	32 C	14	250x610	200x500
22.2665.50	33 C	21	300x615	250x480

22.2667.50	34 C	28	300x750	250x620
------------	------	----	---------	---------