

PORTAFERRI E TERMOMETRI

Cod. 06.0143.00

Portaferri e termometri



Descrizione

Caratteristiche:

- Comodi contenitori dotati di base rotonda per assicurare la massima stabilità, molto utili per bisturi e altri attrezzi chirurgici o termometri.
- Possono essere usati per l'ammollo o la sterilizzazione a umido
- Sterilizzabili in autoclave.

Dati Tecnici

Dimensioni base (mm)	147
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	89x190

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni base (mm)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)
06.0142.00	PORTAFERRI E TERMOMETRI	60x100	98
06.0143.00	PORTAFERRI E TERMOMETRI	147	89x190