

BACINELLA RENALE

Cod. 06.0257.00

Bacinella reniforme polipropilene



Descrizione

Caratteristiche:

- Ottima resistenza chimica e termica.
- Disegno e dimensioni ideali per essere utilizzata come contenitore di strumentazioni nei reparti e nei laboratori.
- Largamente utilizzata in molte procedure cliniche, in caso di disinfezioni, di iniezioni, ecc.
- In base a particolari esigenze il prodotto puo' essere sterilizzato in autoclave.

Dati Tecnici