

NAVICELLE ml 7

Cod. 12.1510.13

NAVICELLA BIANCA PER PESATA PS ML 7 MM 43X43 CF 1000



Descrizione

Navicelle per pesata da utilizzare per eseguire con facilità pesate di precisione.

Non sono contaminanti (HIPS idrofobico) e si deformano con facilità a forma di imbuto.

Colore bianco.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	43x43x8
-----------------	---------

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)
12.1510.13	NAVICELLE ml 7	43x43x8
12.1510.57	NAVICELLE ml 100	78,5x78,5x23
12.1510.73	NAVICELLE ml 250	134x134x23