

MESOTRON

Cod. 12.1090.00

CONTAMINUTI MESOTRON 0÷60 min; 0÷60 sec



Descrizione

Contaminuti/contasecondi analogico alimentato con batteria AA 1,5 V.

Funzioni:

- Start/Stop - reset (azzeramento).
- Addizione - reset (azzeramento).
- Tempo programmabile 0÷60 secondi, 0÷60 minuti.

Scala interna in centesimi di minuto.

Quadrante con diametro di 110 mm.

Dati Tecnici

Timer	0÷60 min 0÷60 sec
Peso (g)	435
Dimensioni (mm)	175x130x40/95