

CRONOMETRI 60 MINUTI

Cod. 12.1140.00

CRONOMETRO AMIGO 1/5 DIV. 60 MINUTI



Descrizione

Cronometri in ABS AMIGO con funzioni di "tempo", start/azzeramento e con ripresa immediata della misurazione da parte della lancetta dei secondi.

Cassa di colore nero di diametro di 55 mm provvista di cordino.

Dati Tecnici

Divisione	1/5 di secondo
Misura	60 minuti

Varianti

Codice	Prodotto	Divisione	Misura
12.1140.00	CRONOMETRI 60 MINUTI	1/5 di secondo	60 minuti
12.1160.00	CRONOMETRI 15 MINUTI	1/10 di secondo	15 minuti