

33 CAL

Cod. 22.2666.50

Contenitore Dewar ISOTHERM C grande capacità modello 33 CAL



Descrizione

- Forma cilindrica con apertura larga.
- Versione CAL: con rivestimento in alluminio doppia parete argentata.
- Rivestimento esterno in metallo, verniciato in blu.
- Dotati di manici o staffe di trasporto e coperchio.
- Particolarmente indicati per la conservazione del ghiaccio secco.
- Modelli con capacità fino a 40 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	21
Dimensioni esterne (ØxH mm)	300x615
Dimensioni interne (ØxH mm)	250x480

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2660.50	30 CAL	7	250x385	200x275
22.2662.50	31 CAL	10	250x475	250x350
22.2664.50	32 CAL	14	250x610	200x500

22.2666.50	33 CAL	21	300x615	250x480
22.2668.50	34 CAL	28	300x750	250x620