

PALLONI ml 1000

Cod. 12.1530.88

PALLONE LATTICE ML 1000 DIAM.MM. 130



Descrizione

Palloni in lattice naturale per prelievo gas.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Diametro (mm)	130

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Diametro (mm)
12.1530.88	PALLONI ml 1000	1000	130
12.1530.90	PALLONI ml 2000	2000	160
12.1530.94	PALLONI ml 4000	4000	200
12.1530.95	PALLONI ml 5000	5000	230