

# PALLONI ml 2000

Cod. 12.1530.90

PALLONE LATTICE ML 1000 DIAM.MM. 160



## Descrizione

Palloni lattice naturale per prelievo gas

## Dati Tecnici

|               |      |
|---------------|------|
| Capacità (ml) | 2000 |
| Diametro (mm) | 160  |

## Varianti

| Codice     | Prodotto        | Capacità (ml) | Diametro (mm) |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12.1530.88 | PALLONI ml 1000 | 1000          | 130           |
| 12.1530.90 | PALLONI ml 2000 | 2000          | 160           |
| 12.1530.94 | PALLONI ml 4000 | 4000          | 200           |
| 12.1530.95 | PALLONI ml 5000 | 5000          | 230           |