

PENNELLI Ø 21

Cod. 12.1605.27

PENNELLI MICRO IN SETOLA MANICO LEGNO FIOCCO DIAM.21 LUNGH
220 MM



Descrizione

Pennelli fiocco morbido con manico in legno

Dati Tecnici

Volume vasca	fiocco (ØxL mm): 21x-
Lunghezza (mm)	220

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Lunghezza (mm)
12.1600.27	PENNELLI Ø10	fiocco (ØxL mm)10x35	170
12.1605.27	PENNELLI Ø 21	fiocco (ØxL mm): 21x-	220