

34 C

Cod. 22.2667.50

Contenitore Dewar ISOTHERM C grande capacità modello 34 C



Descrizione

- Forma cilindrica con apertura larga.
- Rivestimento esterno in metallo, verniciato in blu.
- Dotati di manici o staffe di trasporto e coperchio.
- Particolarmente indicati per la conservazione del ghiaccio secco.
- Modelli con capacità fino a 40 litri.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------------|---------|
| Volume (l) | 28 |
| Dimensioni esterne (ØxH mm) | 300x750 |
| Dimensioni interne (ØxH mm) | 250x620 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Volume (l) | Dimensioni esterne (ØxH mm) | Dimensioni interne (ØxH mm) |
|------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 22.2659.50 | 30 C | 7 | 250x385 | 200x275 |
| 22.2661.50 | 31 C | 10 | 250x475 | 200x350 |
| 22.2663.50 | 32 C | 14 | 250x610 | 200x500 |
| 22.2665.50 | 33 C | 21 | 300x615 | 250x480 |

22.2667.50

34 C

28

300x750

250x620
