

# TAPPI ROVESCIBILI N.3

Cod. 12.2490.09

TAPPO ROVESCIBILE SILICONE N.3



## Descrizione

Tappi rovesciabili in silicone biologicamente neutri.

A norma FDA/BGA. Facilmente perforabili.

Resistenza a temperatura : -60°C/+220°C

## Dati Tecnici

Diametro superiore (mm)	15
Diametro inferiore (mm)	12,7
Altezza esterna (mm)	19,5
Altezza interna (mm)	10
Modello	N. 3

## Varianti

Codice	Prodotto	Diametro superiore (mm)	Diametro inferiore (mm)	Altezza (mm)	esterna	Altezza (mm)	interna	Modello
12.2490.05	TAPPI ROVESCIBILI N.1	9	7,1	9,5		8		N. 1

---

12.2490.07	TAPPI ROVESCIBILI N.2	13	10,2	13	8,5	N. 2
12.2490.09	TAPPI ROVESCIBILI N.3	15	12,7	19,5	10	N. 3
12.2490.10	TAPPI ROVESCIBILI N.4	17,5	14,9	20	10,5	N. 4
12.2490.11	TAPPI ROVESCIBILI N.5	19	15,9	20	11	N. 5
12.2490.12	TAPPI ROVESCIBILI N.6	22	19,4	18,5	12	N. 6
12.2490.13	TAPPI ROVESCIBILI N.7	26,5	23,7	25	18	N. 7
12.2490.15	TAPPI ROVESCIBILI N.8	35,5	30,7	29	21,5	N. 8

---