

TUBO PVC 0,8x2,4

Cod. 12.1760.00

TUBO PVC ISOFLEX0,8x2,4 CF 20 M



Descrizione

Tubo da laboratorio ISOFLEX in PVC atossico, autoclavabile, incolore.

Eccellente resistenza agli acidi e alle basi deboli, buona agli acidi e alle basi forti, scarsa ai solventi organici.

Dati Tecnici

Diametro interno (mm)	0,8
Diametro esterno (mm)	2,4
Confezione (mt)	20

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)
12.1760.00	TUBO PVC 0,8x2,4	0,8	2,4
12.1761.00	TUBO PVC 2x4	2	4
12.1762.00	TUBO PVC 4x6	4	6
12.1763.00	TUBO PVC 5x8	5	8
12.1764.00	TUBO PVC 6x9	9	6
12.1765.00	TUBO PVC 7x11	7	11

12.1766.00	TUBO PVC 8x12	8	12
12.1767.00	TUBO PVC 10x14	10	14
12.1768.00	TUBO PVC 12x17	12	17